



Registrazione allineamento strumentazioni ematologiche

Strumento : 1
 (1)

2
 (2)

| | Data | ID | WBC1 | WBC2 | RBC1 | RBC2 | HGB1 | HGB2 | HTC1 | HTC2 | PLT1 | PLT2 | Note e Firma |
|---|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |

DIFFERENZE ACCETTABILI: **WBC** ± 0.7 (fino a 20) **RBC** ± 0.16 **HGB** ± 0.3 **HTC** ± 1.5 **PLT** ± 22

Da eseguire almeno a inizio e fine seduta analitica, evidenziando eventuali superamento limititi.

■ Modello personalizzato